

Working to progress!

ERGON EST

Гемостатики



СТМ-ОПТ

ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

+7(903) 080-76-56

www.ctm-opt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ERGON EST
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



0373



Сургитамп - рассасывающийся гемостатик из окисленной регенерированной целлюлозы с уровнем кислотности pH 3,8 - 5,8

Сургитамп готовится путем окисления определенного типа целлюлозы, натуральной вискозы. Это сопровождается дополнительным процессом с целью получения чистой формы высокого качества окисленной регенерированной целлюлозы. Выпускается как стандартный (толщина 0,35 - 0,50 мм, pH 3,8 - 4,4), так и плотного плетения (кнайтед) (толщина 0,50 - 0,90 мм, pH 4,5 - 5,8).

Основные характеристики:

- Быстрый гемостатический эффект (2-4 мин)
- Полностью рассасывается путем гидролиза (5-8 дней) даже при отсутствии крови
- Отсутствие нежелательных тканевых реакций и реакций гиперчувствительности

- Максимальная прочность и управляемость, благодаря двойному вертикальному и горизонтальному направлению волокон

- Оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая аэробы и анаэробы, но не является заменой постоянно применяемых терапевтических или профилактических доз антимикробных средств, и действует как любая другая окисленная регенерированная целлюлоза.

- Сургитамп используется в хирургии в качестве дополнительного средства для остановки капиллярных, венозных и мелких артериальных кровотечений в случае, если лигирование или другие методы неэффективны.

Наименование продукции	Артикул	Кол-во в упаковке	Единица измерения
СУРГИТАМП 10x20см	EST-100200	10	шт
СУРГИТАМП 5x1,25см	EST-050125	10	шт
СУРГИТАМП 5x35см	EST-050350	10	шт
СУРГИТАМП 5x7,5см	EST-050075	10	шт
СУРГИТАМП 2,5x2,5см (кнайтед)	ESTK-025025	10	шт
СУРГИТАМП 5x7,5см (кнайтед)	ESTK-050075	10	шт
СУРГИТАМП 10x7,5см (кнайтед)	ESTK-100075	10	шт
СУРГИТАМП 15x23см (кнайтед)	ESTK-150230	10	шт



СУРГИТАМП фибриллярный - гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы с уровнем кислотности pH 3,5 – 4,5.

Сургитамп получается путем окисления определенного типа целлюлозы, натуральной вискозы. Это сопровождается дополнительным процессом с целью получения чистой формы высокого качества окисленной регенерированной целлюлозы.

Основные характеристики:

- Быстрый гемостатический эффект (2-4 мин)
- Полностью рассасывается путем гидролиза (5-8 дней) даже при отсутствии крови
- Отсутствие нежелательных тканевых реакций и реакций гиперчувствительности
- Несмотря на то, что уровень pH чуть ниже нейтрального, и составляет pH = 3,5 - 4,5, он не дезактивирует тромбин

- Максимальная прочность и управляемость, благодаря двойному вертикальному и горизонтальному направлению волокон. Сургитамп можно нарезать по размеру при использовании в эндоскопических процедурах.

- Обладает бактерицидным эффектом, но не является заменой постоянно применяемых терапевтических или профилактических доз антимикробных средств, и действует как любая другая окисленная регенерированная целлюлоза

- Сургитамп фибриллярный используется в хирургии в качестве дополнительного средства для остановки капиллярных, венозных и мелких артериальных кровотечений в случае, если лигирование или другие методы неэффективны.

Сургитамп фибриллярный может быть использован в разных видах хирургии, например, сердечно-сосудистая хирургия, геморроидэктомия, сосудистая имплантация, биопсия, операции на легких, челюстно-лицевая хирургия, резекция желудка, операции носоротовой полости, операции на печени и желчном пузыре, грудная и брюшная симпатэктомия, операции на щитовидной железе, трансплантация кожи, лечение неглубоких повреждений, особенно при краниотомии, хирургии синусов и нефрэктомии.

Наименование продукции	Артикул	Кол-во в упаковке	Единица измерения
СУРГИТАМП 10x10см	ESTF-100100	10	шт
СУРГИТАМП 2,5x5см	ESTF-025050	10	шт
СУРГИТАМП 5x10см	ESTF-050100	10	шт

ООО «Эргон Эст» - белорусско-итальянский
производитель хирургических шовных материалов
и сетчатых имплантов премиум класса

Качество продукции подтверждено
европейскими сертификатами
качества CE

ООО «Эргон Эст»
Республика Беларусь,
г. Молодечно,
ул. В.Гостинец, 143 К

г. Минск,
ул. Бегомльская, 19
+375 (17) 335-33-96
+375 (17) 335-33-98
+375 (17) 335-34-00

marketing@ergonest.com
info@ergonest.com

www.ergonest.com

CE

0373

Working to progress!

ERGON
EST



CTM-ОПТ

ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

+7(903) 080-76-56

www.ctm-opt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ERGON EST
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ